

Istruzioni di foratura

Funziona così: facile – sicuro – igienico – rapido



1 Far scegliere al cliente il pre-orecchino desiderato dai modelli visualizzati.



2 Spiegare al cliente come avverrà la foratura e fargli firmare una dichiarazione di assenso.



3 Disinfettare per bene i lobi delle orecchie da ambo i lati con un batuffolo imbevuto di alcool.



4 Segnare il punto di foratura sull'orecchio con l'apposita penna Studex.



5 Far controllare allo specchio il punto di foratura e farlo approvare prima di procedere alla stessa.



6 Rimuovere leggermente la marcatura in modo che essa sia soltanto leggermente visibile.



7 Separare entrambi i blister strappando lungo l'apposita perforazione. Togliere la carta di sigillatura del blister – scoprendo la cartuccia ma **NON** rimuoverla dal blister stesso.



8 Tenere la cartuccia con il blister aperto rivolto verso il basso, premere la cartuccia nel supporto dello strumento. Prestare attenzione al fatto che la parte con la farfallina deve inserirsi per prima.



9 Successivamente premere la parte posteriore della cartuccia nel supporto dello strumento e rimuovere il blister – tuttavia non bisogna gettarlo poiché verrà riutilizzato al punto 13.



10 Posizionamento: posizionare la punta del pre-orecchino sul punto marcato e premere leggermente lo strumento per posizionarla con precisione sul punto marcato.



11 Processo di foratura: se siete soddisfatti del posizionamento, premere lo strumento **FINO AL FINECORSO**. La farfallina viene automaticamente posizionata nel pre-orecchino.



12 Rilasciare la pressione dello strumento ed esso ritornerà nella sua posizione di partenza; estrarre lo strumento con cautela in verticale verso il basso.



13 Mettere la cartuccia nuovamente nel blister. Mentre si preme la cartuccia con il blister in avanti è possibile allentare la cartuccia dal supporto dello strumento.



14 Rimuovere la cartuccia con il blister dal supporto dello strumento e gettarla.



15 Applicare sulla parte anteriore e posteriore dell'orecchio un prodotto lenitivo Studex e consigliare al cliente di continuare ad utilizzarlo per le prossime 6 settimane.