

Procédure de perçage du nez

STUDEX INSTRUMENT POUR PERÇAGE DE NEZ

LIRE ATTENTIVEMENTS TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE PERÇAGE

1. Déterminer l'endroit où vous allez percer le narine. Demander au client d'inspirer par le nez. Le creux qui se forme sur la narine lors de l'inspiration est le bon endroit pour percer. (Image 1)
2. Se laver abondamment les mains, puis nettoyer la surface de la narine avec une lotion nettoyante. (Image 2).
3. Pointez l'endroit désiré à l'aide d'un stylo non toxique. (Image 3)
4. Retirer la pellicule de la cartouche de perçage et placer la boucle sur l'instrument. (Image 4)
5. Positionner l'instrument sur l'endroit à percer (la partie de l'instrument la plus fine se place à l'intérieur de la narine maintenue par le pouce). (Image 4)
6. Pousser le bout de l'instrument jusqu'à ce que la tige de la boucle soit au contact de la peau. L'appareil doit être positionné perpendiculairement à la surface. Ne pas presser l'embout avant d'avoir suivi toutes les instructions précédentes et d'être prêt à percer. (Image 5)
7. Pour percer, presser les deux parties de l'instrument fermement. La boucle est placée en un dixième de seconde. (Image 6)
8. Relâcher la pression et glisser l'instrument vers le bas afin de libérer la narine. (Image 7 + 8)

