

Instructions de perçage

La procédure: un perçage simple – sûr – hygiénique



1 Proposez à votre client de choisir la boucle de première pose souhaitée sur le présentoir d'échantillons.



2 Expliquez la procédure de perçage à votre client et demandez-lui de signer la déclaration de consentement.



3 Désinfectez minutieusement les deux faces du lobe de l'oreille avec le tampon alcoolisé.



4 Marquez l'oreille à l'aide du stylo Studex à l'endroit où vous effectuerez le perçage.



5 Présentez un miroir à votre client et demandez-lui de vous confirmer l'endroit de perçage.



6 Effacez légèrement le marquage de manière à ce qu'il soit pratiquement invisible.



7 Séparez les deux parties d'emballage blister au niveau de la perforation. Retirez la pellicule de l'emballage blister – ne retirez **PAS** la cartouche de l'emballage blister.



8 Tenez la cartouche de façon à ce que l'ouverture du blister soit orientée vers le bas et insérez la cartouche dans la fixation de l'appareil. Enclenchez en premier la partie contenant la poussette.



9 Enfoncez la partie arrière de la cartouche dans la fixation de l'appareil et enlevez l'emballage blister – conservez cet emballage, il sera réutilisé sous le point 13.



10 Positionnement de l'appareil: approchez la pointe de la boucle de l'endroit de perçage et refermez légèrement l'appareil afin de vous positionner avec précision sur le point de perçage.



11 Procédure de perçage: pressez l'appareil **A FOND** dès que vous serez satisfait du positionnement. La poussette se place automatiquement sur la boucle.



12 Relâchez la pression exercée sur l'appareil qui reprend sa position d'origine, puis tirez prudemment l'appareil vers le bas.



13 Remettez l'emballage blister sur la cartouche. Débloquez la cartouche emballée en appuyant vers l'avant.



14 Retirez la cartouche usagée avec son emballage blister et jetez-la.



15 Appliquez la lotion après perçage Studex sur les deux faces du lobe de l'oreille et expliquez à votre client comment soigner le lobe de l'oreille au cours des six semaines suivantes.